







**Barcodes auf TPP Etiketten und Produkte**

**Barcodes on TPP Labels and Products**

Code	Info	Info
<b>Code 128</b>	⇒ auf TPP-Produkt-Etikette und auf Septum-Röhrchen	⇒ on TPP-product-label and on Septum tubes
	Der Code 128 ermöglicht den vollen ASCII-Zeichensatz darzustellen. Alphanumerischer Strichcode mit hoher Informationsdichte und grosser Datensicherheit.	The entire ASCII character set is displayable. Alphanumeric barcode with high information and security aspects
		
<b>Code ITF: Interleaved Two of Five / Code 2/5 Interleaved</b>	⇒ auf 96-well Testplatten	⇒ on 96-well test plates
	Gerade Ziffernzahl mit hoher Informationsdichte Weite Verbreitung.	Even numbered numeric with high information grade. Widely used.
		
<b>GTIN-Code</b>	⇒ TPP Karton-Etiketten	⇒ on TPP case labels
	Identifikationsnummer mit der Produkte weltweit eindeutig identifiziert werden können.	Identification number with which products can be identified worldwide.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	