




## Montagem e desmontagem do rack para tubos de centrifugação TPP

## Mounting & Demounting of a TPP Tube Rack



### Rack „S“ e „L“ para tubos de centrifugação

- Identificação: Codificação alfanumérica.
- Armazenamento: Armazenamento com economia de espaço, pode ser facilmente desmontado.
- Capacidade:  
 Rack „S“: 18 x 15 mL e 10 x 50 mL  
 Rack „L“: 30 x 15 mL e 20 x 50 mL

### Rack „S“ and „L“ for centrifuge tubes

- Identification: Alphanumeric coded.
- Storage: Space-saving, as it can be quickly dismantled
- Holds:  
 Rack „S“: 18 x 15 mL and 10 x 50 mL  
 Rack „L“: 30 x 15 mL and 20 x 50 mL

Dimensões	Measurements	99017	99019
Comprimento mm	Length mm	209	209
Largura mm	Width mm	98	172
Altura mm	Height mm	62	62
Tubos por rack	Tubes per rack	18	30
Material	Materials	PP	
Temperatura de operação	Working Temperature	+121 to -190 °C	
Autoclavável	Autoclavable	Sim/yes	
Instrução de esterilização	Sterilizing instructions:	Por favor, só esterilize desmontado // Please sterilize dismantled only	